

IRCG3

Rodillo de tinta



Uso previsto

El rodillo de tinta de repuesto está hecho para ser utilizado con la Etiquetadora manual CG3 Chemdye® Terragene®, que permite el etiquetado rápido y sencillo de paquetes de esterilización con etiquetas Chemdye® CD13 / CD23 / CD33 / CD43 / CD53 / CD73 / CD203 / CD403.

Legislación aplicable

N/A

Clasificación del producto

Clase 1, de acuerdo al riesgo

Habilitación

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012.

Características

Este rodillo de repuesto contiene tinta negra para una impresión consistente en cada uso. El rodillo ha sido diseñado para ser utilizado con la Etiquetadora de 3 líneas CG3. Este rodillo de repuesto es económico, lo que permite poder contar con varios a disposición. Este rodillo de larga duración se libera fácilmente de la etiquetadora y se instala de forma rápida y sencilla, por lo que el reemplazo del rodillo previo resulta sencillo. Leer instrucciones de uso de la Etiquetadora de 3 líneas CG3.

Condiciones de almacenamiento

T = 10-30 °C, HR 30-80 %.

Condiciones de transporte

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas.

Período de vida útil

N/A

Envase

1 rodillo por paquete.

Etiquetado

En el paquete del producto: código, descripción del producto y lote.

Posibles mercados de destino

Área de la Salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica y de Productos Médicos.

Otra información relevante (opcional)

Leer atentamente las instrucciones de CG3 antes de utilizar.

Nota: si es necesario, se deberán especificar límites para los parámetros de cada producto.

IRCG3

Ink Roller



Usage

Spare Ink Roller is made to fit the CG3 – Three Line Labeler Chemdye® Terragene®, which allows a quick and easy labelling of sterilization package with Chemdye®CD13 / CD23 / CD33 / CD43 / CD53 / CD73 / CD203 / CD403 Labels.

Applicable Regulation

N/A

Product Classification

Class 1, according to risk.

Authorization

Designed under Quality Management System standards ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012.

Characteristics

This spare roller contains black ink for a consistent label every time. The roller is designed to be used with CG3 – Three Line Labeler. This replacement ink roller is economical to keep plenty on hand. This long-lasting roller is easily released from the labeler and snaps into it quickly and simply, making previous roller change easy. Read CG3 directions for use.

Storage conditions

T = 10-30 °C, RH 30-80 %.

Transportation conditions

Transport in closed and reinforced boxes in order to avoid damages. Transportation of this product does not represent a risk for health.

Shelf-life

N/A

Packing

1 ink roller per package.

Labelling

On product's package: product code, description and batch number.

Possible target markets

Healthcare, Food, Pharmaceutical and Medical industries.

Other important information (optional)

Read CG3 directions for use thoroughly before use.

Note: When necessary, limits for each product's parameters should be specified.